

Ago per la puntura follicolare

L'ago di puntura follicolare è equipaggiato con un raccordo "luer lock" posto al fondo dell'impugnatura. Il marker ecogeno a "5-ring".

Dati Tecnici

Ø esterno ago: 1.4mm (17G) o 1.6mm (16G)
lunghezza ago : 32cm


Prodotto di classe 2 a
testato per embriotossicità
sterilizzato a raggi gamma
confezione singola

unità di vendita: 50 pezzi

Articolo No.	17G	16G
Ago monovia		
Marcatore ecogeno	462202	—
5-ring milled		
Ago monovia		
Marcatore ecogeno	462201	662201
etched		
Ago doppiavia		
Marcatore ecogeno	—	431604D
5-ring milled		



FOLLICLE PUNCTURE SYSTEM double lumen with flushing function



Sistema di Puntura Follicolare THE NEXT GENERATION

Il sistema di puntura follicolare "The NEXT GENERATION" è il risultato della nostra stretta collaborazione con tutti i nostri clienti ed ha portato ad un ulteriore miglioramento dei nostri prodotti già esistenti utilizzando le ultime tecnologie di sviluppo e produzione. Testato per embrio tossicità (MEA) e endotossine (LAL).

Sterilizzato a raggi Gamma

Dati Tecnici

Diametro esterno 1.60 mm (16G)
Marcatore ecogeno: Milled (20 anelli) o Etched

Materiale tubo: polietilene

Connettore alla pompa del vuoto: silicone o Luer female

Connettore al sistema di lavaggio: Luer Male o Luer Female

Possibilità di personalizzazioni