



Sistema di Puntura Follicolare Bielefeld

Il sistema di puntura follicolare "Bielefeld" è un semplice sistema senza lavaggio follicolare. E' dotato di uno stopper in silicone compatibile con le provette a fondo rotondo da 14 mL della BD-Falcon. I tubi sono in polietilene.

Il sistema è disponibile con aghi di aspirazione con diametro esterno di 1.4mm (17G) o 1.6mm (16G) e con marker ecogeno ad incisione (etched) o zigrinato ad anelli (milled).

Il sistema di puntura follicolare "Bielefeld" è disponibile anche con stopper in silicone compatibile con tubi Sarstedt a 26L. In caso di ordini menzionare "extra".

Su richiesta è possibile configurare il sistema di puntura follicolare più adatto alle vostre esigenze (ordine minimo 50 pezzi).

Dati Tecnici

sistema senza lavaggio follicolare
 Ø esterno ago: 1.4 mm (17G) o 1.6 mm (16G)
 Lunghezza ago: 32cm

Stopper in silicone per tubi BD-Falcon 2001
 prodotto di Classe 2 a
 Testato per embriotossicità
 Sterilizzato a raggi gamma
 Confezione singola

Unità di vendita: 15 pezzi

Articolo No.

	17G	16G
Marcatore ecogeno 5-ring milled	461230	—
Marcatore ecogeno etched	461231	661231