

Absol reader

Nome commerciale	Absol reader
Ref.	9439
Ditta produttrice	Absology Co., Ltd. (Corea, Ref. ABSOL-001)
Ditta distributrice	Eurospital S.p.A.
CND	W0201069099
RDM	2094914/R
Marchio CE-IVD	Si



Absol reader è un dispositivo POCT per l'incubazione, la lettura fluorimetrica e l'interpretazione del risultato in modo automatico dei test rapidi in immunofluorescenza microfluidica della linea Absology.

I risultati del test Absoludy COVID-19 Ag (Ref. 9436) ottenuti dalla lettura con Absol reader sono di tipo qualitativo (positivo/negativo) secondo un valore di cutoff (COI) calcolato dallo strumento sulla base di una curva di calibrazione lotto specifica.

- Semplice da usare
- Monitor LCD touch screen 7 inc, 800 x 480 TFT
- Incubazione, lettura ed interpretazione veloce del risultato in circa 5 minuti (< 7 minuti per il test Absoludy COVID-19 Ag)
- Calibrazione dello strumento con code chip incluso in ciascun kit diagnostico
- Barcode reader incluso
- Archivio esportabile mediante penna USB
- Portatile (l x w x h: 24 x 36,7 x 27 cm, peso: 5,6 kg)
- Stampante integrata per la stampa dei referti
- Software con aggiornamento tecnologico
- Alimentazione input 100~240V, ~50/60 Hz, 0,7-1,4 A max
- Alimentazione output: 12 V, 5,0 A
- Condizioni ambientali di utilizzo: temperatura 15~30°C, umidità max 80%

Altri test della linea Absoludy disponibili: COVID-19 IgM/IgG Combo, TSH, T4 e T3, PSA, testosterone, Vitamina S, PTH, PCT

In fase di sviluppo: COVID-19 COVID-19 Neutralizing Ab, marker cardiaci

Distribuito da :



IVY Diagnostics Srl
tel. 0577 319813
www.ivydiagnostics.com
info@ivydiagnostics.com